

### 圆形弹性针

非灭菌产品编码	灭菌产品编码	规格
4301615300	4304615300	φ1.5×300
4301620440	4304620440	φ2.0×440
4301625440	4304625440	φ2.5×440
4301630440	4304630440	φ3.0×440
4301635440	4304635440	φ3.5×440
4301640440	4304640440	φ4.0×440

### 尾帽

非灭菌产品编码	灭菌产品编码	尾帽	备注
4302600025	4303600025	φ2.5	与 φ1.5/2.0/2.5 弹性针配合使用
4303600040	4302600040	φ4.0	与 φ3.0/3.5/4.0 弹性针配合使用


Focusing On Orthopaedics

专注骨科事业

北京市富乐科技开发有限公司  
Beijing Fule Science & Technology Development Co., Ltd

地址：北京市平谷区马坊工业园区西区 50 号  
Add: No.50, Mafang West Industry Zone, Pinggu District, Beijing  
销售热线 Sale hot lines: 010-60999861/2 电话 Tel: 010-60999866/32/75/17  
邮件 Email: YXSC@fulekeji.com 邮编 Post Code: 101204 传真 Fax: 010-60999863/8741

金属髓内针  
Metal Intramedullary Needle



## 产品特点

- - 尖端弧形设计，便于髓内针的插入和工作复位；
- 提供多种直径和长度规格；
- 阳极氧化处理，易于区分规格。



## 禁忌症

- 禁忌症：
  - 关节内骨折
  - 完全不稳定的复杂前臂骨折或无任何骨皮质支持的下肢骨折，特别是需要负重和或年龄较大者。

## 适应症

- 用于治疗儿童的骨干及干骺端骨折。根据不同年龄、骨折不同部位及不同分型决定治疗方案。

### 骨折类型

- 横形骨折；
- 带有楔形骨块的短斜形或横形骨折；
- 具有骨皮质支持的长斜形骨折；
- 螺旋形骨折；
- 多段骨折和双灶骨折；
- 青少年骨囊肿导致的病理性骨折。

### 骨折部位

- 股骨干部
- 股骨远端干骺端
- 股骨近端转子下区域
- 小腿骨干部
- 小腿远端干骺端
- 肱骨干部和头下区域
- 肱骨髁上区域
- 尺桡骨干部
- 桡骨颈和桡骨头

